

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

## Zetelgordel

*Gordel om te vermijden dat personen onderuit zakken of voorover vallen in stoel of zetel.*

*Deze zijn uitgewerkt in een aangenaam materiaal en zijn vlot wasbaar.*

*Kwaliteit 1065 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend anti-scheur materiaal.*



### Md 31920 D<sup>TS</sup>

Zetelgordel met extra rits voor het aanbrengen van een schootdekentje, verhindert onderuit zakken, één maat, sluiting op de rug van de zetel d.m.v. een gesp die met 2 handen moet geopend worden.

### Md 31920 DC<sup>TS</sup>

Schootdekentje in microfleece, afmetingen 80/85 cm, afritsbaar.

**Md 31920 DB<sup>TS</sup>**: Schootdekentje in kwal. 1010 afm. 80/85 cm, afritsbaar.

#### Doel :

- voorkomen dat de patiënt onderuitzakt in de rolstoel of zorgzetel
- steun geven zodat de patiënt een goede zithouding kan aannemen
- verhogen van de veiligheid van de patiënt en voorkomen dat hij valt door het immobiliseren in de rolstoel of zorgzetel.
- Te gebruiken voor mentaal verwarde personen, die niet agressief zijn.

**Kwaliteit :** 1065, blijvend brandvertragend, ademend materiaal,  
Wasbaar op 60°C en droogkastbestendig. Korte droogtijd op lage temperatuur.

#### Wasvoorschrift van kwaliteit 1010 en 1065 :

1. Wassen Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. Spoelen GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. Drogen Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.  
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen...).